
















THUASNE
H O M E C A R E



Ref. W1820 002 002

- (F) Planche de bain à ventouses**
- (GB) Bathboard with suction cups**
- (D) Badewannenbrett mit Saugnäpfen**
- (NL) Badplank met zuignappen**
- (I) Asse da bagno con ventose**
- (E) Tabla de baño con ventosas**
- (CZ) Sedačka do vany s přísavkami**
- (PL) Ławeczka do wanny z przyssawkami**
- (SK) Sedačka cez vaňu s přísavkami**
- (H) Fürdőkéád pad tapadókorongokkal**

A**B**Repère
de
montage**F** Repère de montage**E** Marca para montaje**GB** Fitting guide mark**CZ** Ryska pro montáž**D** Montagemarkierung**PL** Znacznik właściwego zamocowania**NL** Montage-oriëntatiepunt**SK** Ryska na montáž**I** Contrassegno di montaggio**H** Szerelési útmutató**C**

FÜRDŐKÁD PAD TAPADÓKORONGOKKAL: KÖNNYEN FELSZERELHETŐ FÜRDŐ- / ZUHANYZÓPAD

H

Biztonságos és kényelmes tisztálkodást tesz lehetővé.

Ez a fürdőkád pad megkönnyíti és biztonságossá teszi a fürdőkádba való beszállást és kiszállást. Zuhanyzáshoz és fürdéshez egyaránt használható.

A felhasználó maximális testsúlya: **200 kg**

A fürdőkád pad különleges rögzítő rendszere megkönnyíti és gyorsá teszi annak fel- és leszerelését.

Kövesse az utasításokat az 2. oldalon található ábrák megtekintése után.

A A fürdőkád pad felszerelése

- 1 Helyezze el a fürdőpadot az aljával felfelé, hogy láthatóvá váljon a forgatható korong.
- 2 Csúsztassa a lábat a forgatható korongra, a blokkoló emelő legyen a fürdőkád pad közepe felé fordítva, amíg nem blokkolódik abban a helyzetben. A felszerelése csak ezen a módon történhet. Végezze el az egészet a másik lábbal. A fürdőkád pad ekkor készen áll a fürdőkádra történő felszereléshez.

B A fürdőkád pad rögzítése a fürdőkádhoz

- 1 Helyezze rá a fürdőkád padot a fürdőkád tetejére. A kapaszkodó a fal felőli oldalon legyen. Ügyeljen rá, hogy a környéke tiszta legyen. Az a legjobb, ha a fürdőpad a vízcsapokkal ellentétes oldalra kerül.
- 2 Tartsa meg a lábat és a blokkoló emelőt, majd csúsztassa le a lábat mindaddig, míg szilárdan érintkezik a kád oldalával. Lehet, hogy be kell állítania a láb által alkotott szöveget, ha a fürdőkád padot a kád széléhez közel rögzíti.
- 3 A zárószervezet emelőjét lefelé nyomva rögzítse a tapadókorongot a kád széléhez.
- 4 A felső emelő helyzetét zárja le, visszahajtva a fürdőkád pad belsejébe. Végezze el mindezt a másik emelővel. A rendszer ettől kezdve használható.

C A fürdőkád pad használata

Beszállás a fürdőkádba és kiszállás a kádból

A fürdőkádba óvatosan kell beszállni, és óvatosan kell elhagyni. Háttal üljön rá a fürdőpadra.

Fig. 1 Egyszerre csak az egyik lábával lépjen be a fürdőkádba.

Fig. 2 Húzódjon be a fürdőkád pad közepének irányába.

Fig. 3 Ekkor óvatosan ráülhet a fürdőkád padra.

Fig. 4 **A fürdőkád pad felszerelése nem tanácsos, ha a széle 25 mm-nél szélesebben kinn van.**



Érthető biztonsági okból soha ne üljön rá a fürdőkád padnak a fürdőkádból kilógó szélére.

Hogy elkerülhesse használat közben a fürdőkád pad önkéntelen vagy véletlen elmozdulását, azt tanácsoljuk, hogy az első, vagy az ismételt felszereléskor mindig ellenőrizze, hogy az az utasítás szerint történt, még akkor is, ha csak rövid időre távolították el.

Óvintézkedések

- Ne tegye ki napsugárzásnak.
- Minden használat előtt ellenőrizze a fürdőpad állapotát és megfelelő felszerelését.

Tisztítási útmutató

- A fürdőkád pad tisztítására használjon karcmentes, műanyag fürdőkádakhoz alkalmas tisztítószert.
- Ez a termék autoklávban tisztítható.

Jótállás

- A termék anyag- és gyártási hibáira az eladás dátumától számítva **3 év** jótállás vonatkozik. A jótállás alá tartozó hiba esetén a terméket saját döntésünk szerint kijavítjuk vagy kicseréljük. A jótállás nem vonatkozik az előírásoknak nem megfelelő felhasználás vagy karbantartás, illetve a természetes elhasználódás eseteire.

Műszaki jellemzők:

Méretek (H x Sz x M): 69 x 33 x 20 cm

Súly: 1,8 kg

Teljes (min. - max.) szélesség: 27 - 33 cm

Állítópofák közötti szélesség: 42,5 - 65 cm között

Maximális belső szélesség (fürdőkád): 65 cm

A felhasználó maximális testsúlya: 200 kg



Distrib.

THUASNE SAS 118-120 rue Marius Aufan
92300 Levallois Perret France
Commandes/Orders (St-Etienne) :
Tél. 04 77 81 40 42 (France)
Tel. +33 (0)4 77 81 40 01/02 (Export)

Thuasne Deutschland - Burgwald

Tel. +49 (06451) 7212-0 - Fax +49 (06451) 7212-50

Thuasne Benelux - Nijkerk

Tel. +31 (0)33 - 247 44 44 - Fax +31 (0)33 - 247 44 43

Thuasne Italia - Barlassina

Tel. +39 (0)362 33 11 39 - Fax +39 (0)362 30 79 17

Thuasne España - Leganés

Tel. +34 (0)91 694 69 43 - Fax +34 (0)91 694 04 22

Thuasne Czech Republic - Praha

Tel. +420 (0)257 189 850 - Fax +420 (0)257 216 521

Thuasne Hungary - Budapest

Tel./Fax (36) 1-2091143 / (36) 1-2099131

Thuasne SK, s.r.o.

Mokrání záhon 4 - 821 04 Bratislava
Tel. +421 (0)2 4910 4080 - Fax +421 (0)2 4445 0077

Thuasne Baltic - Riga

Tel. +371 67 81 61 24 - Fax +371 781 6121

Thuasne Begaf - Stockholm

Tel. +46 861 87 450 - Fax +46 864 08 317

Thuasne Polska Sp. z.o.o. - Łazy k/W-wy

Tel. +48 (22) 797 30 48, fax +48 (22) 757 77 36

Thuasne Cervitex - Kfar Saba

Tel. +972 9 766 84 88 - Fax +972 9 766 84 98

Thuasne Thämerl UK - Banbury

Tel. 01295 257422 - Fax 01295 257877

Townsend

Bakersfield - Tel. +1 661 837 1795

www.thuasne.com

Made in U.K. by :
The Helping Hand Company
Bromyard Road, Ledbury,
Hereford HR8 1NS

