

SILVER Alumínium rollátor
Használati útmutató

CE **REF** : 0808491, 081066



RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:

A rollátor a korlátozott járási képesség támogatására és javítására szolgál. A felhasználó fennmaradó járási képességének elegendőnek kell lennie az otthon elhagyásához, a szokásos napi tevékenységekhez és a társasági életben való részvételhez saját vagy mások veszélyeztetése nélkül.

A rollátor célja, hogy megtámassza a személyt járás közben. Ezen túlmenően a rollátor egy speciálisan kialakított kosárban, tálcán vagy táskában rakomány szállítására szolgál.

Az A. MELLÉKLETben említett maximális termékterhelés.

Ez a súlykorlátozás magában foglalja a felhasználó súlyát és a kosár vagy a táska tartalmát.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK lásd az A. MELLÉKLETET

ÖSSZESZERELÉS lásd a B. MELLÉKLETET

SZIMBÓLUMOK lásd a C. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ezt a kézikönyvet **KÖTELEZŐ** átadni a termék felhasználójának.
- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- **OLVASSA EL** ezt a használati útmutatót, és **MENTSE MEG** a későbbi használatra.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva.

FONTOS!

A termék felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha terméküket nem megfelelő módon használják. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első fogás során ebben a termékben.
- Használja termékét sík terepen, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne menjen fel vagy le lépcsőn a rollátorral.
- Ne használja a görgőt mozgólépcsőn.
- Ne használjon a **MOBIAK** által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a termékre.
- A rakományt csak kosárban vagy zsákban szabad szállítani. Legyen óvatos, ha nagy teher van, a maximális terhelés a kosárban vagy a táskában 5 kg.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.

3. Ellenőrizze, hogy a keret teljesen nyitva van-e. A termék teljesen kinyújtott állapotban van, és ebben a helyzetben reteszelve van.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Ellenőrizze, hogy a csavarok és a gombok megfelelően rögzítve vannak-e, és jó állapotban vannak-e.
6. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
7. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e rögzítve.
8. Ellenőrizze az első és a hátsó kerekek kopását.
9. Ellenőrizze a gumibroncsokat, a gumibroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékházakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumibroncs és a kerékház között.
10. Győződjön meg arról, hogy a kerekek mentesek a szőrtől, szőszről és egyéb törmeléktől.
11. Nem javasoljuk, hogy senkinek adják ki a terméket anélkül, hogy előzetesen teljes körűen felmérték volna konkrét igényeit. Fontos, hogy a felhasználó megkapja a termék által a képzett szakember által előírt szükséges támogatást. Ez egyrészt a felhasználó biztonsága, másrészt a felépülési mintája miatt van így.

FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha még nem jártas, kérjen segítséget egy kísérőtől!

SÉTÁLÁS A ROLLÁTORVAL:

1. Helyezze el a terméket magához közel.
2. Tegyen egy lépést a felé, miközben a markolatokat támasztásra használja.



LEÜLÉS EGY SZÉKRE A GÖRGŐVEL:

1. Álljon a szék elé a Rollatorral úgy, hogy a lábai hátulja érintkezzen a szék.
2. Fékezett helyzetben kapcsolja be a rögzítőféket.
3. Tegye a kezét a szék karfáira, kissé dőljön előre és üljön le óvatosan le.



SZÉKBŐL FELÁLLÁS A ROLLÁTORRAL:

5. Fékezett helyzetben kapcsolja be a rögzítőféket.
6. Helyezze maga elé a Rollatort, támaszként használja a szék karfáit és óvatosan emelkedj fel álló helyzetbe.
7. Miután stabilan áll, helyezze át a kezét a fogantyúira a Rollator.
8. Oldja ki a rögzítőféket, és lépjen a felé.



EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget egy kísérőtől:
2. A felhasználók semmilyen szállítóeszköz használata közben ne használják a terméket.
3. A termék kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, ha nem mozog.
4. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

- A termék rendszeres ellenőrzése és ellenőrzése segít megőrizni élettartamát és hatékonyságát.
- Tisztítsa meg gyakran a sétáló minden részét.
- Csak rongyot és enyhe szappant használjon a tisztítást igénylő felületeken.
- Használjon másik tiszta és nedves törlőkendőt a kerekek vagy egy kefe tisztításához (de ne drótkéfét!)
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekekkel.
- Ezután használjon tiszta ruhát, és szárítsa meg alaposan a termék használata előtt.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszert, törölje le az összes általánosan hozzáférhető felületet.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószert.
- Ne használjon gőztisztítót.
- Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket.

FONTOS!

Korrózióveszély, A rollátort tilos kint, nedves éghajlaton vagy párás környezetben hosszú ideig tárolni.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAS S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIAS S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- $\pm 3\%$ -os eltérés van a Termékeken mért értékeknél.

KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:

A 0810616 kódszámú termékre a vásárlás dátumától számított egy (1) év garanciát vállalunk. A 0808491 kódszámú termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.







A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat a részeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek, a fékek vagy más műanyag alkatrészek.

Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

MŰSZAKI ADATOK ÉS MÉRETEK lásd az A. MELLÉKLETET

	0808491	0814616
Váz	Alumínium	Alumínium
Váz	Kifordítható	Kifordítható
Szín	Ezüst	Kék
Fék	Biztonsági fékek a kartartókon, melyek zárhatóak	Biztonsági fékek a kartartókon, melyek zárhatóak
Fogantyúk	Állítható magasságúak	Állítható magasságúak
Max. terhelhetősége	120 kg	100 kg
Kosár terhelhetősége	5 kg	5 kg

						
0808491	45cm	52cm	53cm	79-95cm	7,8Kg	120Kg
0810616	45cm	61cm	56cm	83-93cm	7Kg	110Kg

ÖSSZESZERELÉS lásd a B. MELLÉKLETET

A Rollatokat összeszerelve és használatra készen szállítjuk. Lehet, hogy össze kell szerelnünk a fogantyúrészt. A kezében lévő termék eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Hajtsa ki a Rollatort:

1. Fogja meg a terméket, és győződjön meg arról, hogy mind a négy kerék stabilan áll a talajon.
2. Nyomja le az acélrudat a termék kibontásához.
3. Amikor az oldalsó merevítők egyenes vonalban vannak, a termék teljesen ki van bontva.
4. Engedje le az ülést a megfelelő helyzetbe.

A Rollátor összezsukása:

1. Hajtsa fel az ülést.
2. Emelje fel az acélrúdról vagy az oldalsó merevítőkről, felfelé a termék összezsukásához.

A kosár felszerelése

2. Rögzítse a C kosarat a rögzítési horgokra. vagy helyezze az ülés alá, az Ön modelljének megfelelően.

A fogantyú magasságának beállítása

1. Illessze a fogantyúkat a speciális hornyokba. Illessze a fogantyúcsövet a fő keretcsőhöz.
2. Rögzítse a fogantyúkat a kívánt magasságba az alátét vagy a fogantyú meghúzásával (modelltől függően).

A kézifék használata

1. Húzza be a futóféket úgy, hogy mindkét fékkart A felfelé húzza.
2. A rögzítőfékek behúzásához nyomja le teljesen a fékkarokat A. Hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a fék a megfelelő helyzetben van.
3. A rögzítőfékek kioldásához húzza felfelé a fékkarokat.
4. Gyenge fékhatás esetén a fék beállítását szakképzett személynek kell elvégeznie.



Eικόνα #1 / Figure #1

SZIMBÓLUMOK lásd a C. MELLÉKLETET



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi
eszközazonosító



Napfénytől távol
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri
használat



Berendezési irányelv