



Gaya 2.0 kétfunkciós összecukható alumínium rollátor kerekesszék

RP540

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I. osztályú orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

RP540 4 kerekű alumínium rollátor üléssel és lábtartóval GAYA 2.0

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. MOPEDIA görgőit választotta. A Moretti S.p.A. által gyártott MOPEDIA görgőket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a praktikus, helyes és biztonságos használat minden követelményének. Ez a kézikönyv néhány hasznos javaslatot tartalmaz az Ön által kiválasztott készülék helyes használatához, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy a megvásárolt rollátor használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz megfelelő tanácsért vagy segítségért.

3. RENDELTETÉS

Ez a rollátor mozgásproblémákkal küzdők számára alkalmas. Használható segédeszközként a járás megkönnyítésére, vagy akár szervo-asszisztált ambulánsként is. Egyébként sem használhatják azok, akiknek nyilvánvaló kéz- vagy karhibája van, még egyensúlyproblémákkal küzdők sem. A rollátor befelé és kifelé is használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol a kerekek elérhetik a talajt. Nem használható sziklás talajon vagy ferde területen, mivel a rollátor instabil lehet. A készülék nem személyek vagy tárgyak szállítására szolgál.

FIGYELEM!



- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa**

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a ROLLATORS - MOPEDIA csoportjába tartozó termék megfelel az ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRE 2017. április 5-i 2017/745 rendelet előírásainak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745 rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek **NEM MÉRŐMŰSZEREK**.
3. Az eszközök **NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT**.

4. Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja, az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

Megjegyzés: A Moretti EU-megfelelőségi nyilatkozata tartalmazza a teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat. Az S.p.A. kiadja és elérhetővé teszi csatornáin keresztül.

5. FIGYELMEZTETÉSEK

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse vagy használja az eszközt, mielőtt elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet; Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a sérülések vagy károsodások elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba egy egészségügyi szakemberrel vagy műszaki személyzettel, mielőtt megpróbálná telepíteni a berendezést;
- A rollátort csak megfelelő motorkapacitású betegek használhatják, ami biztosítja a használatukat kockázatmentesen;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a helyes beállítás és a helyes használat meghatározása érdekében;
- Az orvosnak vagy terapeutának hozzá kell járulnia a magasság beállításához a maximális alátámasztás, a megfelelő fékműködtetés és az általános összeszerelés érdekében;
- A görgőket nem önjáró eszközként való használatra tervezték.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a páciens tartozik.

5.2 Használati figyelmeztetések

- Győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően van beállítva;
- Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy elkerülje a kábel szabad meghajlását;
- Ezen egyszerű szabályok megszegése személyi károkat okozhat;
- A rollátor csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a rollátort a lépcsőn való felmászáshoz
- Mindig mindkét súlyzóra támaszkodva az egyensúly megőrzése érdekében;
- Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas esőre;
- Ne terhelje túl a rollátort;
- Ne használja a görgős ülést (ha van) személyek vagy tárgyak szállítására, az ülést a felhasználó behúzott rögzítőfék melletti ülésére használja;
- Használat közben minden keréknek érintkeznie kell a padlóval, hogy biztosítsa a görgő megfelelő egyensúlyát és a maximális biztonságot;
- Az ülés használata előtt a féket be kell húzni.

Megjegyzés Ha a görgőt stabil helyzetben használja, a kéziféket be kell zárni

5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- A rollátor ambuláns segítséget tud nyújtani legfeljebb 136 kg súlyú személynek, BELEÉRTVE a rakodózsákot is;
- A rollator táskák súlykorlátozása 5 kg.

5.4 Összeszerelésre és összecukásra vonatkozó figyelmeztetések

- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően be van-e helyezve a keretbe, és rögzítve van-e a tartóba rögzített reteszelőgombokkal a fő szárnyas anyákkal és gombokkal, mozgás nélkül;
- Mindkét fogantyúcső biztonságosan rögzítve van a fő tartórészben szárnyas anyákkal és gombokkal, minden mozgás nélkül;

- Ne akasszon semmit a rollátor keretére, hogy elkerülje a csövek torzulását, amikor a rollátor nyitva van, és károsíthatja a stabilitást. A sérülést torzulások is okozhatják;
- Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitás és zárás során.

6. SZIMBÓLUMOK

	TERMÉK SZÁM		Tétel szám
	Orvosi eszköz		Egyedi eszközazonosító
	CE jel		Olvassa el a használati utasítás
	Gyártó		Ártalmatlanítási feltételek

7. HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

1. A rollátor minden alkatrésze biztonságosan reteszelve van.
2. Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.
3. Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően reteszelve van (ha ez nem nyomja tovább az elektromos ülés alsó keretét).
4. Ellenőrizze, hogy az ülés reteszelve megfelelően van-e behelyezve.
5. Ellenőrizze a fék és a normál fék megfelelő működését.

8. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

8.1 A termék összeszerelése előtt

Csomagolja ki a terméket és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a rollátor megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

8.2 RP540 modell összeszerelése

- A rollátort külön csomagolt lábtartóval szállítjuk.
- A rollátor első felszerelésekor a gombokkal ellátott fogantyúk nem lesznek csatlakoztatva, majd helyezze be a két csövet a keretbe.



- Nyomja felfelé a rollátor ülését, hogy a keretcsöveket a pozíció rögzítésben rögzítse.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a rollátor nem hajlik-e becsukódni felfelé kis oldalirányú erő hatására.
- Szerelje fel a lábtámaszt a rollátor keretére.



FIGYELEM!

Győződjön meg arról, hogy a gombok a lyukakba illeszkednek

8.2.1 A rollátor összecsuksa

Emelje fel az ülést az ülés közepén lévő hevederek erős meghúzásával.

8.2.2 A fogantyúk és az állítható fogantyúk felszerelése

Helyezze be a fogantyúkat a keretbe. Egyszerűen nyomja meg a rugógombot, és állítsa be a kívánt magasságba. Ismételve meg az ellenkező oldalon, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú biztonságosan rögzítve van, és használat előtt azonos magasságban van beállítva. A rollátor a csapokon keresztül állítható magasságú fogantyúkkal van felszerelve, hogy minden felhasználói igényt kielégítsen.



FIGYELEM!

Állítsa be a rollátor magasságát úgy, hogy a karjával az oldalára támaszkodva álló felhasználó számára az impulzusmagasság fogantyúi legyenek. Ez biztosítja a karok körülbelül 20–30°-ban hajlított helyzetét a rollátor használatakor

8.2.3 Táska beszerelése

A táska felszereléséhez akassza fel a táska füleit az ülésre, rögzítse a ragasztószalagot tépőzárral a szerkezetre



FIGYELEM! A kosarat csak kis tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a táskát, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás veszélyét

8.2.4 Ülés

Ülés előtt helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket.

Győződjön meg arról, hogy a zár zárja megfelelően rögzítve van, és hogy a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM! Kérdések, amelyekkel le kell ülni úgy, hogy a súlya az ülészerkezetre nehezedjen.

Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja.

8.2.5 Lábtámasz



Helyezze be a lábtartót a csap keretébe. Ha nem kell rögzíteni a keretre a klip segítségével, mint a képen.

9. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

- Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún;
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás veszélyét;
- Séta függőleges helyzetben, a szeme előre néz, nem lefelé;
- Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a görgőt 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően megfelelően előkészített járdákat;
- Kisebb akadályok leküzdésére, hogy a hátsó lábtámaszokat kihasználva megemelje a rollátor elejét

10. FÉKEK

10.1 Fékezni

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjával, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat.

10.2 Zárja be a féket (kézfék)

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattantást hall, a kerekek blokkoltak. Emelje fel a fék fogantyúját úgy, hogy kioldja az álló helyzetből.



FIGYELEM!

Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell

11. GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A piacon lévő MOPEdia by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel rendelkeznek.

A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt, hogy a gyártóval vagy egy erre feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztesse rollátora használatra való alkalmasságát. Ha javítások

csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat szabad használni.

A termék hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

12. TISZTÍTÁS

Az alkatrészek tisztításához csak nedves, semleges tisztítószeres rongyot használjon, ne használjon oldószert és fémkefét vagy súroló hatású vagy éles tárgyakat tartalmazó tisztítószerrel, mert károsíthatja a terméket.

13. KERÉKÁPOLÁS

1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.

2. Időnként kenje meg a kerekeket.

14. MŰSZAKI JELLEMZŐK

GAYA 2.0 sorozat										
Termék kód:	RP540									
Ülés:	45x31 cm									
Anyag:	Alumínium									
Súly és méretek										
RP540	75	85 97	55	63	52	28	9,6	20	20	136 Max teherbírás

A méretek cm-ben értendők és $\pm 0,5$ cm-rel változtathatók

15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét. Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigetekeken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

16. ALKATRÉSZEK / TARTOZÉKOK

A pótalkatrészekért és tartozékokért kérjük, tekintse meg a Moretti S.p.A. mesterkatalógust

17. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetészerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A rendeltetészerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza.

A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet a hibás beszerelés vagy a készülék helytelen használata okoz.

A Moretti nem vállal garanciát a következő körülmények által okozott károkért: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén.

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

17.1 Javítás

Garanciális javítás: Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat mutat, a Moretti az ügyféllel egyeztetni, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból. A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát.

Javításra nem terjed ki a garancia: A garancia nélküli terméket Moretti engedélyezése után lehet visszaadni. A garancián kívüli fürdőlift munka- és szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt terheli. A javításra az áru átvételétől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

Nem hibás készülék: A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

17.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

17.3 Mentességi záradékok

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozóan, kivéve a jelen jótállásban kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény szerint rögzíthető esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatóságos jótállás vagy a véletlen károk kizárásának vagy korlátozásának korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra.

A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.