



Extra könnyű nagy teherbírású összecusukható alumínium rollátor Atlante
RP520
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5) eszköz

1. Kód

RP520 4 kerekű alumínium rollátor ATLANTE, üléssel

2. Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a MOPEDIA by MORETTI S.p.A. rollátort, amely a befelé és kifelé mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készült, utazások során vagy a mindennapi életben. A gyártás a legmagasabb minőségi és biztonsági szabványok szerint készült, összhangban az Európai Orvosi Eszközökről szóló irányelvvel (93/42/EEC).

Ez a használati útmutató javaslatokat ad a helyes használathoz és az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Kétségei esetén forduljon a forgalmazóhoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem lesz szállítási sérülés. Szállítási sérülések esetén ne használja. További utasításokért forduljon a kereskedőhöz.

3. Rendeltetészerű használat

Ez a rollátor mozgásproblémákkal küzdők számára alkalmas. Használható segédeszközként a járás megkönnyítésére, vagy akár szervo-asszisztált ambulánsként is. Mindenesetre nem használhatják azok, akiknek nyilvánvaló kéz- vagy karhibája van, még az egyensúlyi problémákkal küzdők sem. A rollátor befelé és kifelé is használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol a kerekek elérhetik a talajt. Nem használható sziklás talajon vagy ferde területen, mivel a rollátor instabil lehet. A készülék nem személyek vagy tárgyak szállítására szolgál.



FIGYELEM!

Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben. A Moretti Spa elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért. A gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja a készüléket vagy a használati útmutatót.

4. Megfelelőségi nyilatkozat

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, és a rollátorcsaládhoz tartozó termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló európai irányelvnek (93/42/EGK). A Moretti S.p.A. garanciát vállal, és kizárólagos felelősséggel nyilatkozott az alábbiakról:

1. A szóban forgó készülékek megfelelnek a 93/42/EGK I° burkolati irányelv által megkövetelt alapvető követelményeknek, amint azt a fent említett irányelv VII.
2. A tárgyalt készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. A tárgyalt készülékek NEM KLINIKAI SZONDÁKHOZ KÉSZÜLT.
4. A szóban forgó eszközök NEM STERIL DOBOZNAK kerülnek forgalomba.
5. A tárgyalt készülékek az I° osztályba tartoznak.
6. A Moretti S.p.A. által biztosított felhasználás kivételével a készülékek használata és telepítése TILOS.
7. A Moretti S.p.A karbantartja és biztosítja a hatóságok számára az orvostechnikai eszközökről szóló európai irányelvnek (93/42/EGK) való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

5. Figyelmeztetések

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse vagy használja az eszközt, mielőtt elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet; Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a sérülések vagy károsodások elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba egy egészségügyi szakemberrel vagy műszaki személyzettel, mielőtt megpróbálná telepíteni a berendezést;
- A rollátort csak megfelelő motorkapacitású betegek használhatják, ami biztosítja a használatukat kockázatmentesen;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a helyes beállítás és a helyes használat meghatározása érdekében;
- Az orvosnak vagy terapeutának hozzá kell járulnia a magasság beállításához a maximális alátámasztás, a megfelelő fékműködtetés és az általános összeszerelés érdekében;
- A görgőket nem önjáró eszközként való használatra tervezték.

5.2 Használati figyelmeztetések

- Győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően van beállítva;
- Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy elkerülje a kábel szabad meghajlását;
- Ezen egyszerű szabályok megszegése személyi károkat okozhat;
- A rollátor csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a rollátort a lépcsőn való felmászáshoz
- Mindig mindkét súlyzóra támaszkodva az egyensúly megőrzése érdekében;
- Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas esőre;
- Ne terhelje túl a rollátort;
- Ne használja a görgős ülést (ha van) személyek vagy tárgyak szállítására, az ülést a felhasználó behúzott rögzítőfék melletti ülésére használja;
- Minden keréknek érintkeznie kell a padlóval a használat során, hogy biztosítsa a görgő megfelelő egyensúlyát és a maximális biztonságot;
- Az ülés használata előtt a féket be kell húzni.

Megjegyzés Ha a görgőt stabil helyzetben használja, a kézféket be kell zárni

5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- A rollátor ambuláns segítséget tud nyújtani legfeljebb 136 kg súlyú személynek, BELEÉRTVE a rakodózsákot is;
- A rollator táska súlykorlátozása 5 kg.

5.4 Összeszerelésre és összeszukásra vonatkozó figyelmeztetések

- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően be van-e helyezve a keretbe, és rögzítve van-e a tartóba rögzített reteszelőgombokkal a fő szárnyas anyákkal és gombokkal, mozgás nélkül;

- Mindkét fogantyúcső biztonságosan rögzítve van a fő tartórészben szárnyas anyákkal és gombokkal, minden mozgás nélkül;
- Ne akasszon semmit a rollátor keretére, hogy elkerülje a csövek torzulását, amikor a rollátor nyitva van, és károsíthatja a stabilitást. A sérülést torzulások is okozhatják;
- Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitás és zárás során.

6. Használat előtt

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

1. A rollátor minden része biztonságosan reteszelve van;
2. Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva;
3. Győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően reteszelve van (ha ez „ne nyomja tovább az elektromos ülés alsó keretével);
4. Ellenőrizze, hogy az ülés reteszelve megfelelően van-e behelyezve;
5. Ellenőrizze a fék és a normál fék megfelelő működését.

7. Összeszerelési útmutató

7.1 A termék összeszerelése előtt

Csomagolja ki a terméket és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a rollátor megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

8. Összeszerelés

Nyissa ki a rollátort

8.1RP520

Nyissa ki a rollátort, húzza meg a keret elülső részét, a lábakon meghúzva



FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fogantyú egy vonalban legyen a rollátor mozgási irányával. Ha a fogantyú nem marad egyenesen, fennáll annak a veszélye, hogy a rollátor megmozdul vagy felborul, különösen, ha erősebben nyomja.

8.2 Nyomófogantyú-szerelvény

Helyezze a fogantyúcsöveket a keretbe. Forgassa el a reteszelő gombokat, amíg be nem záródnak.

8.3 A fogantyúk beállítása

Állítsa be a fogantyúk magasságát az oldalsó gombok segítségével. Csavarja ki a gombot, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a meghúzáshoz, majd rögzítse újra. Ismételje meg a műveletet a másik fogantyúnál, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú azonos magasságban van.

8.4 A rollátor összecsukása

RP520

Szerelje fel az oldalsó rudak kart, és húzza vissza a rollátor elejét.

8.5 RP520-as ülés

Ülés előtt helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket.

Győződjön meg arról, hogy a fékek biztonságosan reteszelve vannak, és hogy a rollátor stabil helyzetben van.



FIGYELEM! Ülj le, és oszd el a súlyodat az ülésen. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja.

9. Hogyan kell használni

- Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún;
- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás veszélyét;
- Séta függőleges helyzetben, a szeme előre néz, nem lefelé;
- Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a görgőt 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően megfelelően előkészített járdákat;

10. Fékek

10.1 Fékezni

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjával, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat.

10.2 A kerekek reteszelése

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattanást hall, a kerekek blokkoltak.



FIGYELEM! Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell

10.3 A kerekek feloldásához

Húzza meg mindkét fékkart, amíg ki nem oldódik

11. Gondozás és karbantartás

A piacon lévő MOPEDIA by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel rendelkeznek. A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt, hogy a gyártóval vagy egy erre feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztesse rollátora használatra való alkalmasságát. Ha a javítást csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat kell használni. A termék hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

12. Tisztítás

Az alkatrészek tisztításához csak nedves, semleges tisztítószeres rongyot használjon, ne használjon oldószert és fémkefét vagy súroló hatású vagy éles tárgyakat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatja a terméket.

13. Kerékápolás

1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.
2. Időnként kenje meg a kerekeket.

14. Műszaki jellemzők

ATLANTE SOROZAT										
Termék kód:	RP520									
Ülés:	38x34 cm									
Keret:	Aluminum									
Súly ésméretetek										
Méretek cm-ben										
RP520	69	81 96	56	61	44	36	7,4	20	20	Max teherbírás 136 kg

15. Pótalkatrészek / tartozékok

A pótalkatrészekért és tartozékokért kérjük, tekintse meg a Moretti S.p.A. mesterkatalógust

16. Garancia

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes.

A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza.

A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet a hibás beszerelés vagy a készülék helytelen használata okoz.

A Moretti nem vállal garanciát az alábbi körülmények által okozott károkért: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén.

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

16.1 Javítás

Garanciális javítás: Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat mutat, a Moretti az ügyféllel egyeztetni, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát.

Javítás nem garanciális: A garancia nélküli terméket Moretti engedélyezése után lehet visszaadni. A garancián kívüli fűrdőlift munka- és szállítási költsége a vásárlót vagy a kereskedőt terheli. A javításra az átvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk kapott.

Nem hibás készülék: A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

16.2 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

16.3 Mentességi záradékok

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozóan, kivéve a jelen jótállásban kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény szerint rögzíthető esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő, jogszabályi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem teszik lehetővé a hallgatóságos jótállás vagy a véletlen károk kizárásának vagy korlátozásának korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Melego
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com



MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 2. 26-309223